

[COPPER MEDICAL TEAM] CMT Check-19 경쟁사 비교우위의 자료

*내부교육용

브랜드				
제품명	CMT 체크나인틴 패치	닥터 템프존 플러스	패스밴드	퓨리밴드
회사명	(주)와이제이랩	(주)원파워	(주)바운스컴퍼니	(주)퓨리텍
색상 표현	 전세계 사람들이 인식하고있는 명확한 신호등 (적녹)의 색상 을 사용하여 어디서든 색상구분이 가능 겹치는 중간색 구간이 없어 확실한 색상 구분	 60도 이상되어야 분홍색으로 색상이 변경됨 (체온이 60도가 될 수는 없기에 무용지물)	 비슷한 재도를 사용하여 제조된 제품으로, 색상만으로 경각심을 주기가 어려우며 겹치는 중간색의 구간이 넓어 정확한 색상구분 또한 어려움	 비슷한 재도를 사용하여 제조된 제품으로, 색상만으로 경각심을 주기가 어려우며 겹치는 중간색의 구간이 넓어 정확한 색상구분 또한 어려움
피부색의 영향 유무	영향 없음	피부색이 짙을 경우 색상 식별이 힘들	영향 없음	영향 없음
제품 재질	업계 유일의 안전한 "우레탄" 소재	PVC * PVC는 환경 문제를 야기함	PVC * PVC는 환경 문제를 야기함	PVC * PVC는 환경 문제를 야기함
식약처 승인	의료기기	의료기기	의료기기	의료기기
활동성	좋음. 땀, 수분에 강하여 일부러 떼지 않는 이상 잘 떨어지지 않음	좋음	잘 떨어짐	좋음
일반인이 느끼는 제품 재질	약국에서 판매되는 의료용밴드(방수밴드) 재질	일반 스티커보다 살짝 얇은 재질	일반 스티커 재질	일반 스티커 재질
친의현상 및 탈착시 (끈끈이가 피부에 남는 현상)	 전혀 없음 * 탈착시 통증이 없음	없음 * 점착력이 강하여 탈착시 아픔	없음 * 탈착시 통증이 없음	심함 * 점착력이 너무 강하여 끈끈이가 남고, 탈착시 굉장히 아픔
실제 피부에 부착시 모양 (정면 / 측면)				
실제 사용감 (이물감)	 굉장히 얇아 활동적인 움직임을 하더라도 이물감이 없고 밀착력이 좋음 의료용 밴드로 떼 때 자극과 끈적임이 남지 않음	 탈착시 통증이 있고 가이드 온도 및 색상과 맞지 않음. 예> 정상 체온에도 저체온의 색상이 나타나며, 37.5도에도 분홍색으로 변화가 잘 되지 않음	 이물감이 심하며 피부의 수축/이완에 취약하여 잘 떨어짐	 탈착시 통증이 있고 색상이 명확하지 않아 발열 체크가 애매함. 예> 체온이 37.6도로 미열인데 색상 구별이 힘들